

NÁVOD K OBSLUZE

Osobní váha BR2016



Mechanická osobní váha BR2016


je určena pouze pro použití v domácnosti pro vážení osob. Rozsah měření je od 0 do 120 kg. Stupnice je dělena po 1 kg.

Instrukce pro použití:

- Před vážením je třeba zkontrolovat správné nastavení váhy tj., aby se červená ručička ukazatele váhy kryla s ryskou na stupnici, označující hodnotu 0 kg. Přesné nastavení docílíme otáčením kolečka v přední části pod nášlapnou plochou povrchu váhy.
- Osobní váhu je třeba umístit na rovný a tvrdý povrch. Umístění váhy na koberec může způsobit nepřesné vážení.
- Stoupněte si na váhu, rovnoměrně rozložte váhu těla a nepohybujte se. Vaše hmotnost se zobrazí na stupnici.
- K čištění váhy stačí použít navlhčený hadr, případně běžný čisticí prostředek. Nedovolte, aby se voda dostala dovnitř váhy. Nepoužívejte k čištění chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje.
- Povrch váhy udržujte v suchém stavu. Vlhký nebo mastný povrch může způsobit uklouznutí.

Maximální odchylka při vážení:

do váhy 65 kg - ± 1 kg
nad 65 kg - ± 2 kg

 provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267