

ELEKTRONICZNA WAGA OSOBOWA

ELDOM EB8671

max - 150kg / d - 100g

Do zasilania wagi prosimy używać 2 baterii alkalicznych 3V (CR2032). Baterie nie znajdują się na wyposażeniu wagi. Zużyte baterie należy wymienić na nowe a zużyte wyrzucić do pojemnika przeznaczonego w tym celu.

Szklana powierzchnia wagi (szczególnie, kiedy jest mokra) może być śliska. Podczas ważenia należy zachować szczególną ostrożność.

Przed rozpoczęciem ważenia należy postawić wagę na twardej, równej powierzchni. Nacisnąć krótko i silnie czubkami palców nogi na próg wagi. Odczekać ok. 3 sekundy do pojawienia się cyfry 0. Nie należy stawać na wadze przed pojawieniem się cyfry 0. Wejść na wagę zwracając uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru. Po ok. 6 sekundach odczytać wynik ważenia.

Po zejściu z wagi wyłączy się ona automatycznie.

DYSTRYBUTOR: Eldom sp. z o.o.

40-238 Katowice ul. Pawła Chromika 5A

www.eldomagd.com.pl