

# ELEKTRONICZNA WAGA OSOBOWA

## ELDOM ED301

max - 120kg / d - 1kg  
dokładność wskazania:

0~65kg - 1kg

65~120kg - 2kg

Do zasilania wagi prosimy używać baterii alkalicznej 9V. Bateria nie znajduje się na wyposażeniu wagi. Zużyta baterię należy wymienić na nową a zużyta wyrzucić do pojemnika przeznaczonego w tym celu.

Przed rozpoczęciem ważenia należy postawić wagę na twardej, równej powierzchni. Nacisnąć krótko i silnie czubkami palców nogi na próg wagi. Odczekać ok. 3 sekundy do pojawienia się cyfry 0. Nie należy stawać na wadze przed pojawieniem się cyfry 0. Wejść na wagę zwracając uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru. Po ok. 6 sekundach odczytać wynik ważenia.

Po zejściu z wagi wyłączy się ona automatycznie.

*DYSTRYBUTOR:* **Eldom sp. z o.o.**

40-238 Katowice ul. Pawła Chromika 5A

*[www.eldomagd.com.pl](http://www.eldomagd.com.pl)*